



DIAGNOSTIC EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE









N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez consulter nos catalogues de santé animale et de santé humaine.

GAMME ENVIRONMENTAL

| Réactifs de PCR en temps réel | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|
| Pathogène / Maladie | Référence | Désignation | Filtres | Nombre de réactions | | | |
| Virus SARS-CoV-2 et virus Influenza | BIOTK133 | | Gènes <i>E</i> et <i>N</i> du SARS-CoV-2 : FAM Influenza A&B : Texas Red IPC Exogène : Cy5 | 100 | | | |
| | BIOTK134 | Bio-T kit® Environmental Covid & Flu | | 500 | | | |
| Virus SARS-CoV-2 et virus de la Marbrure Légère du Piment (PMMoV) | BIOTK137 | Bio-T kit® Environmental SARS-CoV-2 | Gène E du SARS-CoV-2 : FAM Gène N du SARS-CoV-2 : VIC PPMoV : Texas Red IPC Exogène : Cy5 | 100 | | | |
| | BIOTK138 | | | 500 | | | |

| Réactif d'extraction | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| Automates d'extraction | Référence | Désignation | Nombre de réactions | | | |
| King Fish or IM Flow OC | ВЕРМ96 | _ | 96 (version DEMO) | | | |
| KingFisher™ Flex, 96, Duo, mL, PurePrep 96 ou équivalent | ВЕРМІК | BioExtract® Premium Mag | 1000 | | | |
| equivalent | ВЕРМ5К | | 5000 | | | |

MIC & MYRA POUR VOS ANALYSES






Avec un poids de seulement 2kg, le MIC est le thermocycleur le plus compact et portable du marché. Facile à utiliser, il ne nécessite aucune calibration, aucun étalonnage et aucun entretien. Un matériel de contrôle métrologique peut être proposé. Le MIC est équipé de 4 filtres (SYBR/ FAM, ROX/ Texas Red, HEX/ VIC et Cy5). Il existe également en version CE-IVD.

Le **Myra**, système de manipulation de liquides, est **compatible avec tous les thermocycleurs de PCR** (96 ou 384 puits). Il s'associe parfaitement avec le MIC. Configuration des appareils, exécution du pipetage, lancement du run ou encore analyse des résultats... **le transfert des données et la navigation entre les 2 appareils se fait très facilement.**





27 chemin des Peupliers - 69570 DARDILLY - FRANCE

Tél.: +33 4 26 78 47 60

Email: contact@biosellal.com

www.biosellal.com